


Tall & Big Wheelchair Series


背の高い方、身体のかな方用の車いす

身長およそ185cm ぐらいの方や
座幅62cm、耐重180 kgまでの方の車いすです。

Tall 下腿長50.5cm



Big 座幅62cm 耐荷重180kg



Quality for life

Big & Tall Wheelchair Series

背の高い方、身体のかな方用の車いす

背の高い方用 モジュラー車いす

M2...基本的に必要となる機能があらかじめ付いた車いすです。

M2

高さ調整可能アームサポート

張り調整可能バックサポート

跳ね上げ / 取外し可能サイドパネル

ブレーキ延長レバー

取外し、スイングイン、スイングアウト可能フットサポート

転倒防止装置

クイックリリース式ホイール



仕様

重量	15.5kg ~
耐荷重	120kg
座幅	38cm / 40.5cm / 43cm / 45.5cm / 48cm
座奥行き	40cm / 43cm / 46cm (調整可能)
前座高	40~51.5cm (キャスターのサイズとその調整により設定)
バックサポート高さ	40cm / 42.5cm / 45cm / 47.5cm

価格: 125,000円~ (介助ブレーキ付 160,000円)

フレームカラー (M2/M4共通)

フレームカラーは、アイスブルー、シルバー、ブラック、ホワイトの4色から選んでいただけます。

身体のかな方用 モジュラー車いす

M2同様の機能がついています。

M4




座幅62cm 耐荷重180kg 活動レベルに応じたオプション選択が可能

アバンギャルド XXL2



フレームカラー *



* フレームカラーの詳細はWebでご覧いただけます。

仕様

重量	17.5kg ~
耐荷重	160kg
座幅	45.5cm / 48cm / 50.5cm / 53cm / 55.5cm / 58cm
座奥行き	43cm / 46cm / 49cm (調整可能)
前座高	40~51.5cm (キャスターのサイズとその調整により設定)
バックサポート高さ	40cm / 42.5cm / 45cm / 47.5cm

価格: 180,000円~ (介助ブレーキ付 227,000円)

仕様

重量	約15.2kg~
耐荷重	180kg
座幅	46cm / 48cm / 50cm / 52cm / 54cm / 56cm / 58cm / 60cm / 62cm
座奥行き	40cm~56cm
前座高	46cm~53.5cm
背高	25cm~50cm

価格: 300,000円~

弊社ホームページお問合せ www.ms.ottobock.jp または 直接メール jp_msweb@ottobock.co.jp にてお問合せください。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112