

New

ottobock.

Kimba Neo

キンバ ネオ 呼吸器対応フレーム

「フレーム耐荷重：90kg」 + 「大容量積載」

のキンバがリニューアルされました

2014/春より発売開始



Quality for life

特長と仕様



A トレイ長さ: **62 cm**

D フレーム全長: **103 cm**
(シートは含まれません)

E フレーム高さ: **94 cm**



B トレイからフレームまでの高さ: **21 cm**

C トレイ幅: **37 cm** (サイズ 1)
42 cm (サイズ 2)

F 全幅: **60 cm** (サイズ 1)
70 cm (サイズ 2)

呼吸器などの医療機器の搭載用に作られた専用フレーム

- シート下の広いスペースとフラットなトレイにより、必要な医療機器を最適なレイアウトで設置可能です。
- フレームがしっかりしているので、重量物を載せてもバギーの操作がかんたんです。
- 対面シートが可能で、お子様と向かい合いながらの使用ができます。
- シートのフルフラットが可能です。

キンバ ネオ 呼吸器対応フレームの標準仕様

- 特別仕様のフレーム (90kg 耐荷重 / キンバ ネオ標準フレームより 8.5cm 高いシート取付部)
- 大型の呼吸器搭載用トレイ
- ロック機構付きドラムブレーキ

フレーム耐荷重 90kg とは?

シートユニット
7kg (サイズ 1)
8.5kg (サイズ 2)

+

お子様の体重
(最大 35kg まで)

+

積載する
機材の重量

=

合計が **90kg** までなら
使用可能です。