

ottobock.

リーウェイ

骨盤ベルトの新しい形

骨盤を包み込む新しい発想で

優れた安定感のもと、アクティブな動作も思いのままに！

New




Quality for life


leeway

特長


- ▶ 調整可能な左右のベルクロフラップが、適切な骨盤のポジショニングを可能にします。
- ▶ 前側だけでなく、後方、側方から骨盤を包み込むようにサポートします。



- ▶ 柔軟性に優れた素材と、立体構造によって、高いフィット感を実現します。
- ▶ 前方のバックルを開くと、内蔵のポリカーボネート板によって自立するので、ご自身で移乗できます。



- ▶ 前後のストラップと底面のベルクロにより、リーウェイは確実に座面に固定されます。
- ▶ 骨盤が確実にホールドされているため、アクティブな動作も安心して行えます。



仕様

| サイズ | 臀部周径 | 座幅 | カラー |
|------|----------------|---------------|-----|
| サイズ1 | 60 cm ~ 80 cm | 25 cm ~ 35 cm | ブルー |
| サイズ2 | 70 cm ~ 95 cm | 30 cm ~ 40 cm | |
| サイズ3 | 85 cm ~ 110 cm | 35 cm ~ 45 cm | グレー |
| サイズ4 | 95 cm ~ 130 cm | 40 cm ~ 50 cm | |



お問い合わせ先

車いす、座位保持装置、歩行器
などの専用サイトから、より詳細な
製品情報をご覧ください。

www.ms.ottobock.jp