

ottobock.

モジュラー車いす "M2"

オットーボックの新しいスタンダード

New

Mシリーズの機能性はそのままに、
より幅広い設定が可能になり、調整も簡単になりました！




Quality for life

新しいM2はここがちがいます。

車軸位置調整

- ▶ 前後3段階の調整で、ニーズに合わせた動かしやすさを設定できます。高さの調整も可能です。




座奥行調整

- ▶ シートパイプがワンタッチでスライドし、簡単に調整できます。



転倒防止装置

- ▶ キャスター付の転倒防止装置を左右両側に標準装備しました。簡単に作動/解除の切替ができます。



その他の標準装備

- ▶ アームサポート: はねあげ/取外し可能
- ▶ バックサポート: 張り調整が可能

オプション装備

- ▶ 介助用ドラムブレーキ
- ▶ バックサポート角度調整機能
- ▶ 足漕ぎ用オフセットキャスター

テクニカルインフォメーション

座幅 (cm)	38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 50.5
座奥行 (cm)	40.5 ⇄ 43 ⇄ 45.5 または 48 ⇄ 50.5
耐荷重 (kg)	125kg
フレームカラー	シルバーメタリック、ホワイト、ブラック、ブルー、チャコールブラック

お問合わせ先