

ヌルミ ネオ 歩行器

- ・ お子様が進んで歩く「後方支持型」の歩行器で、より良い歩行姿勢を促します。
- ・ 豊富なオプションで、お子様に合わせた一台を選べます。
- ・ 本体フレームは折り畳みが可能
- ・ 3サイズ／3カラー




Quality for life



オプション



ユニバーサルグリップ ハンドル



縦型ハンドル (前腕サポート付属)




セットハンドル ミニ (サイズ1のみ)



摩擦ブレーキ



転倒防止装置



骨盤サポートパッド



バックサポート



後輪ブレーキ



シート



スリングシート

テクニカルデータ

	サイズ 1	サイズ 2	サイズ 3
ハンドルの高さ 標準	45 - 57 cm	58 - 72 cm	64 - 85 cm
ハンドル間の幅 標準	41 cm	46 cm	51 cm
ハンドルの高さ ユニバーサルグリップ	38 - 57 cm	51 - 72 cm	57 - 85 cm
ハンドル間の幅 ユニバーサルグリップ	27 - 41 cm	32 - 46 cm	37 - 51 cm
ハンドルの高さ セットハンドル ミニ	31 - 48 cm	-	-
ハンドル間の幅 セットハンドル ミニ	20 - 41 cm	-	-
グリップの直径	3 cm	3 cm	3 cm
縦型ハンドルの高さ (床から)	53 - 75 cm	68 - 91 cm	71 - 95 cm
前腕サポート間の幅 A	25 - 41 cm	30 - 46 cm	35 - 51 cm
前腕サポート本体 幅×長さ B	7 × 16 cm	7 × 21 cm	7 × 21 cm
全幅	63 cm	68 cm	72 cm
全長 (転倒防止付き+ 10 cm)	65 cm	76 cm	83 cm
折りたたみサイズ (長さ×幅×高さ)	65 × 63 × 24 cm	76 × 68 × 24 cm	85 × 72 × 24 cm
前輪タイヤ径	15 cm	15 cm	15 cm
後輪タイヤ径	15 cm	20 cm	20 cm
耐荷重	25 kg	40 kg	55 kg
重量	5.5 kg	6.0 kg	6.5 kg
シートの高さ	30 cm	45 cm	48 cm
最小回転半径	86 cm	99 cm	106 cm
フレームカラー	ピンク	グラニースミス	サターンブルー



24時間コンセプト

otto-bockは、お子様の発達を生活のあらゆる場面で、より適切なタイミングでサポートすることを目指す「24時間コンセプト」を提案しています。



QRコードからアクセス、または「小児 24時間コンセプト」で検索してWebをご覧ください。

お問い合わせ先

otto-bock ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F
TEL: 03-3798-2111 (代表) FAX: 03-3798-2112

お取り扱いに関しては、お近くの取扱販売店などにお問い合わせください。
また、取扱販売店が不明な場合や製品の詳細についてはotto-bock ジャパンにお問い合わせください。