

ottobock.

ZENIT

ゼニート



Quality for life


Open your ZENIT. Open your Life.

毎日が新しくなる。

できないと思っていた事が、突然できるようになる。
ないと思っていたものに、思いがけず出会う。
知らなかったことを、ふいに知るようになる。

驚くことは、私たちの毎日を新しくします。

ZENIT はドイツ語で「天頂」の意味。
オットーボックが贈る「車いす」という形の驚きです。



パートナーとしての サイズ選び

「軽さ」「強さ」「しなやかさ」

身体へのフィットリングは車いす選びの基本。
豊富なサイズ展開と、高い耐荷重も **ZENIT** の特長です。

座幅 : 32cm~46cm (2cm きざみ)

座奥行 : 36cm~50cm (2cm きざみ)

耐荷重 : 120kg

カーボンフレームのメリットは、
ZENIT の魅力そのもの。
アクティブで優雅な雰囲気は、
あらゆるシーンであなたを引き立てます。



手に触れるこだわり

漕ぎやすさと外観を左右する足回りの選択もハイクオリティ。

ライフスタイルに合わせて選べるホイール・ハンドリム・タイヤの組み合わせは、

いつもの「ひと漕ぎ」を確かな満足感に変えていきます。



Curve
+
SpinerGY SPOX
+
Schwalbe ONE



Std.Black
+
SpinerGY LX
+
Schwalbe ONE



The SURGE
+
SpinerGY SPOX
+
Schwalbe ONE



Natural-Fit
+
SpinerGY SPOX
+
Schwalbe ONE

使いやすさが快感になる

独自のフレーム構造がコンパクトで簡単な折り畳みを実現。

オプションのフォールディングバックで、車載や収納もさらにスマート。

フレームは横に軽く引くだけで開き、確実に固定されます。

この使いやすさは、“くせになる快感”です。



テクニカルインフォメーション

座幅	32cm - 46cm
座奥行	36cm - 50cm
前座高	38cm - 54cm
後座高	37cm - 50cm
背高	25cm - 50cm
フットサポート長	28cm - 51cm
フロントフレーム角度	75° / 85°
全幅	50cm - 71cm
全長	72cm - 104cm
全高	72cm - 100cm
折り畳みサイズ (最小)	33cm
耐荷重	120kg

お問い合わせ先